



Anleitung Probeentnahme durch Mundspülung

Wichtig:

1 Stunde vorher nichts essen, nicht die Zähne putzen und keine Kaugummis kauen!

1. Beutel öffnen und Röhrchen mit Trichter und Deckel bereitlegen
2. Leichte Kochsalzlösung in den Mund geben und **60 Sekunden** bei geschlossenem Mund spülen, **nicht gurgeln** (Gefahr von Aerosolen)
3. Speichel vorsichtig über Trichter ins Röhrchen geben
4. Trichter abschrauben und entsorgen
5. Röhrchen mit Schraubdeckel verschliessen
6. Röhrchen ca. **10 Mal schwenken**, damit die Flüssigkeit gleichmässig verteilt wird
7. Verschlossenes Röhrchen zur Lehrperson bringen
8. Abfall entsorgen und Hände waschen / desinfizieren